


ISTRUZIONI DI PRELIEVO

1


Svitare ed estrarre il tappo dal tubo

Scrivere sull'etichetta i dati richiesti.



2

Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale



3

Inserire l'asticella nel tubo, riavvitare ed agitare

Riconsegnare il prelievo in laboratorio il più rapidamente possibile. Nel caso in cui venga riconsegnato entro qualche giorno, conservare il flacone in frigorifero (2-10°C).



ISTRUZIONI DI PRELIEVO

- Lo scopo del test è di rilevare l'eventuale presenza di sangue nelle feci, che è sintomo comune a numerose patologie
- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, ne mentre si è affetti da emorroidi
- Evitare di contaminare le feci con le urine
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. In modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo
- Seguire attentamente le istruzioni indicate a tergo
- **NON INGERIRE.** Qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico